



جامعة تكريت

كلية التربية للبنات

قسم الكيمياء

المرحلة الثانية

المادة الكيمياء التحليلية

عنوان المحاضرة : تقدير الحديد بترسيبه على هيئة اوكسيد الحديدك

اسم التدريسي: م.م.ياسمين مطشر خضر

الايمل الجامعي: ykhather@tu.edu.iq

1- الهدف من التجربة :

تقدير كمية الحديد الكلي في محلول العينة ما او في احدى خاماته بطريقة الترسيب على هيئة اوكسيد الحديد

2- نظرية التجربة Theory :

يمكن تقدير الحديد بترسيبه على شكل اوكسيد الحديد المتيمى فبعد الترسيب و الترشيح والغسل يتم حرق حرق الراسب عند درجة حرارة معينة فيتحول الراسب الى اكسيد الحديد اللامائي (Fe_2O_3) وهي الصورة النهائية التي يقدر الحديد على اساسها، ان الراسب المتكون من ($Fe_2O_3 \cdot xH_2O$) جيلاتيني يحتوي على عدد لا محدود من جزيئات الماء وهذا الراسب قليل الذوبان في الماء ، ويعتبر هذا الراسب من رواسب التحليل الكمي الوزني التي لها قابلية ذوبان قليلة ، نظرا لما لايون الحديد من خاصية تكون معقدة مع عدد من المواد مثل حمض الستريك. وحمض الترتريك. مع بعض الايونات مثل (الفلوريد ، الاكزالات ، السيانيد، الفوسفات) لذلك فان وجود اي من هذه المواد سيمنع ترسيب ايون الحديد جزئيا او كليا على هيئة اكسيد متميى ، ان عملية تكوين المعقد مع الحديد تعتبر من عيوب طريقة ترسيب الحديد على هيئة اكسيد الحديد ولا يتم ترسيب الحديد على هيئة اكسيد متميى بصورة ما لم تكون جميع ايونات الحديد في محلول العينة على صورة حديد ، اما اذ كان هناك جزء من ايونات الحديدوز فالخطوة الاولى في عملية الترسيب اكسدة ايونات الحديدوز الى ايونات الحديد وذلك باضافة ماء البروم او اضافة حمض النتريك) ثم تبدا عملية الترسيب .

Chemicals المواد الكيميائية

- عينة تحتوي على الحديد كبريتات الحديدوز و الامونيوم ($\text{FeSO}_4(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$) (ملح مور) او كبريتات الامونيوم والحديدك (شب الحديد) ($[(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 \text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot 24 \text{H}_2\text{O}]$)
- حامض هيدروكلوريك المخفف (1:1)
- حمض النتريك المركز
- محلول سيانيد البوتاسيوم الحديدك
- محلول امونيا المخفف (1:1)
- محلول نترات الامونيوم (1%)

3- طريقة العمل Procedure :

- i. يستعمل في هذه الطريقة ملح مور او شب الحديد فعند استخدام ملح مور يجب ان يتم اكسدة الحديدوز الى حديدك بواسطة حامض النتريك المركز
- ii. زن بدقة 0.65 gram من ملح المور وانقله الى كاس سعة 400 ml مزود بقضيب زجاجي وزجاجة ساعة
- iii. اذب الملح في 50 ml من الماء المقطر ثم اضف للمزيج 10 ml من حامض الهيدروكلوريك المخفف (1:1)
- iv. سخن المحلول حتى الغليان ثم اضف 2 ml حامض النتريك مركز قطره قطره واستمر في عملية الغليان للمحلول حتى يصبح لون المحلول اصفر رائقا ، ثم تاكد من اكتمال اكسدة الحديدوز الى حديدك ، ويتم ذلك بسحب قطره من المحلول ثم يضاف اليها 1 ml من الماء المقطر في انبوبة اختبار ويم ارجاع الباقي الى محتويات الكاس ، اما بالنسبة للقطرة المتبقية يضاف اليها قطرات من محلول سيانيد الامونيوم والحديدك فاذا ظهر لون ازرق باهت هذا دليل على وجود ايون الحديدوز وبذلك يتم اضافة كمية اكبر من حامض النتريك المركز واذا لم يظهر لون ازرق هذا يعني ان كل الحديدوز تاكسد الى حديدك

- v. خفف محتويات الكاس بالماء المقطر الى حوالي 200 ml ثم سخن المحلول حتى الغليان
- vi. يتم اضافة محلول الامونيا المخفف (1:1) النقي وتتم الاضافة ببطء مع التحريك المستمر حتى تحصل زيادة خفيفة من الامونيا فيمكن معرفتها من رائحة الامونيا المنبعثة من محلول الكاس ، ثم اغلي محتويات الكاس لمدة دقيقة واحدة .
- vii. اترك الرسب يستقر في قاع الكاس ويصبح المحلول فوق الرسب رائق وعديم اللون وخالي من اي تعكيرعلما بان وجود اللون الصفير يدل على عدم اكتمال الترسيب.
- viii. بعد ان يستقر الرسب يتم سكب المحلول الرائق خلال ورقة الترشيح عديمة الرماد ويتبقى الرسب في كاس ،ثم اضافة 100 ml من محلول نترات الامونيوم المخفف (1%) الساخن الى الكاس المتحوي على الرسب
- ix. رج الكاس جيدا ثم دع الرسب يستقر ثم اسكب المحلول خلال ورقة الترشيح واعد هذه العملية من 3-4 مرات لكي يتم غسل الرسب (بهذه الطريقة تتم عملية الغسيل)
- x. يتم نقل الرسب خلال ورقة الترشيح يجب جمع اي دقائق من الرسب اذا كانت ملتصقة بالكاس او ملتصقة بالقضيب الزجاجي يتم تنظيف بقايا الكاس والقضيب الزجاجي بواسطة الماء المقطر الساخن.
- xi. يتم غسل الرسب هو على ورقة الترشيح عدة مرات بواسطة محلول الغسيل (محلول النترات المونيوم المخفف) حتى تزول ايونات الكلور ويتم التأكد من ذلك باستخدام محلول نترات الفضة التي تضاف الر راشح الغسيل فاذا لم يحدث تعكير تكون عملية الغسيل جيدة وناجحة .
- xii. ويتم تجهر جفنة وذلك بحرقها حتى الاحمرار ولمدة ربع ساعة ثم تبرد في مجفف لمدة نصف ساعة ثم توزن بدقة ويسجل وزنها.
- xiii. يتم نقل ورقة الترشيح الى جفنة بدقة ويتم تجفيفها بصورة تدريجية حتى الجفاف التام ثم يتم ترميدها عند درجة حرارة حوالي (700-600C)حتى التفحم مع الملاحظة (عدم اشتعال ورقة الترشيح)،وكذلك يجب حرق الكربون الناتج على اقل درجة حرارة في وجود وفرة من الهواء الطلق وذلك لمنع اختزال اوكسيد الحديد،بعد عملية الترميد يتم تبريد الجفنة في مجفف لمدة نصف ساعة ثم زن الجفنة بدقة واعد عملية الحرق والتبريد والوزن حتى الحصول على وزن ثابت.

4-الحسابات Calculation

$$G.F = \frac{2 \times A.Wt(Fe)}{M.WtFe_2O_3} = \frac{2(55.9)}{159.8} = 0.6996$$

العامل الوزني

وزن ايون الحديد(Fe) = الوزن الراسب \times 0.6996

$$\%Fe = \frac{Wt_{(Fe)}}{Wt_{(sample)}} \times 100$$