



جامعة تكريت

كلية التربية للبنات

قسم الكيمياء

التشخيص العضوي العملي

الكشف عن الالديهايدات والكينونات والتميز بينهما

لطلبة المرحلة الرابعة

المحاضرة الخامسة

المدرس المساعد

احمد حاجم سلطان

aSultan@tu.edu.iq

الكشف عن الالديهيدات والكي-tonات

أ- كاشف برادي (Brady's Reagent)

تحذير: العديد من مركبات الفنل هيدرازين يعتقد بان لها تأثيرات سرطانية. لذلك عليك الحذر عند استخدام هذا الكاشف وتجنب ملامسة الكاشف.


تحضير الكاشف: اذب (3 غم) من 2,4-dinitrophenylhydrazine في (15 مل) من حامض الكبريتيك المركز في بيكر. ببطئ شديد اضع مع التحريك (23 مل) من الماء المقطر حتى تذوب المادة الصلبة. اضع (75 مل) من الايثانول (95% الى المحلول الدافئ خلال عملية التحريك. بعد التحريك الشديد، قم بترشيح المحلول من اية شوائب ربما تكون عالقة. الكاشف المحضر يكون ذا لون برتقالي-احمر.

(الكاشف يجب ان يحضر بشكل جديد عند كل عملية استخدام)

طريقة الكشف: اضع قطرة واحدة من السائل المجهول الى انبوبة اختبار واطف لها (1 مل) من كاشف برادي. اذا كان المجهول صلب، اذب (10 ملغم) من المجهول في اقل كمية ممكنة من الايثانول 95% او ايثر. رج المحلول جيدا قبل اضافة الكاشف. معظم الالديهيدات والكي-tonات سوف تعطي راسب اصفر مباشرة بعد الاضافة. بعض المركبات تحتاج الى 15 دقيقة حتى يتم التفاعل والحصول على كشف ايجابي.

(اذا لم يتكون راسب انتظر 10 دقائق).

النتائج: هذا الكشف خاص بالكشف عن مجموعة الكاربونيل في الالديهيدات والكي-tonات. الاسترات في العادة لا تعطي كشف ايجابي لذلك لا يتم الكشف عنها في هذا الكاشف. لون الراسب المتكون في العادة هو المرشد لمعرفة عدد الاواصر المزدوجة المتعاقبة في المركب الاصلي (الالديهيد او الكيتون). المركبات التي لا تحتوي على اواصر مزدوجة متعاقبة مثل سايكلوهكسانون، تعطي راسب اصفر، بينما الكي-tonات المتعاقبة، مثل بنزوفينون تعطي راسب برتقالية الى حمراء. المركبات التي تكون عالية الاقتران (تحتوي على نسبة عالية من الاواصر المزدوجة المتعاقبة) تعطي راسب احمر في العادة. لكن يجب الاخذ بنظر الاعتبار ان الكاشف هو نفسه ذا لون برتقالي الى احمر، لذلك يجب الحذر في تشخيص المركبات المتعاقبة.



بعض مركبات الاليل والبنزيل للكحولات تعطي كشف ايجابي بسبب تاكسد هذه المركبات بسهولة بواسطة هذا الكاشف الى الالديهيدات والكي-tonات المقابلة. بعض انواع الكحولات الغير نقية (تحتوي شوائب محتوية على مجموعة كاربونيل)

يمكن ان تعطي كشف ايجابي بواسطة كاشف بردي . لكن في هذه الحالة فان كمية الراسب تكون قليلة جدا لذلك يمكن تجاهلها . الاعتماد على الكشف الطيفي يجب ان يؤكد هوية المركب ويعطي تشخيص اتي .

ب-كشف الايودوفورم (الكشف عن مجموعة CH_3CO)

تحذير : يجب الحذر عند التعامل مع محلول اليود لانه يحتوي على نسبة عالية من السمية

تحضير الكاشف : يحضر محلول اليود من خلال اذابة (20 غم) من يوديد البوتاسيوم مع (10غم) من اليود الصلب في (100 مل) من الماء المقطر . محلول هيدروكسيد الصوديوم 10% يحضر باذابة (10 غم) هيدروكسيد الصوديوم في (100 مل) من الماء المقطر .

طريقة الكشف : حضر حمام مائي (60-70 م) في بيكر . باستخدام الماصة ، اضع 6 قطرات من المادة السائلة المجهولة الى انبوبة اختبار كبيرة ، اذا كانت المادة المجهولة صلبة اذب 0.06 غرام في 1 مل من الماء المقطر (يستخدم الدايوكسان او 1,2-داي ميثوكسي ايثان اذا كانت المادة غير ذائبة في الماء) . اضع (2 مل) من محلول هيدروكسيد الصوديوم 10% وضع انبوية الاختبار في الحمام المائي . اضع (4 مل) من محلول اليود الى انبوية الاختبار (الاضافة تكون على شكل دفعات 1 مل في كل مرة) . احكم اغلاق فوهة انبوية الاختبار بسداد ورج المحلول بشكل جيد بعد كل اضافة .


سخن المحلول داخل الحمام المائي لمدة 5 دقائق (قم بتحريك انبوية الاختبار بين فترة واخرى) . من المحتمل في هذه المرحل تغير اللون الغامق لمحلول اليود .

اذا كان اللون الغامق للكاشف ما يزال ظاهرا ، تابع تسخين المحلول . اضع محلول هيدروكسيد الصوديوم 10% الى انبوية الاختبار الى حين اختفاء اللون الاسود . اغلق انبوية الاختبار بسداد ورجها بشكل جيد أثناء عملية الاضافة . تجنب اضافة كمية كبيرة من محلول هيدروكسيد الصوديوم .

بعد تغير لون المحلول ، اضع (10 مل) من الماء المقطر الى انبوية الاختبار . احكم غلق انبوية الاختبار بسداد ورج بشكل قوي . اترك المحلول ليستقر لمدة 15 دقيقة عند درجة حرارة الغرفة . ظهور راسب اصفر باهت هو الايودوفورم CHI_3 هو دليل على احتواء المجهول على مجموعة مثيل كيتون او مركب من السهولة اكسدته الى المثل كيتون ، مثل 2-الكانون . الكيتونات الاخرى من الممكن ان تغير لون محلول اليود الاسود ، ولكنها لن تعطي راسب اصفر الا اذا كانت هناك شوائب محتوية على المثل كيتون . الايودوفورم المتكون هو راسب اصفر ينصهر عند 119-121 م .

ملاحظة : في بعض الاحيان يتكون محلول اصفر بدل الراسب الاصفر ، في هذه الحالة يجب الاعتماد على التشخيص الطيفي لاعطاء تشخيص اتي .

النقاش : يعتمد هذا الكشف على وجود مجموعة المثل كيتون حيث ان هذه المركبات المحتوية على هذه المجموعة لها القابلية على اعطاء راسب اصفر عند معاملتها مع محلول اليود القاعدي . بصورة عامة هذا الكشف يكشف عن مجموعة المثل المرتبطة بمجموعة كاربونيل او مجموعة الهيدروكسيل المرتبطة بمجموعة مثيل (2-الكانون) مثل ايزوبروبانول .



ملاحظة : (الاستلديهايد هو الالديهايد الوحيد الذي يعطي كشف ايجابي في هذا الاختبار) .

التمييز بين الالديهايدات والكيونات

كاشف تولن (كشف المرآة الفضية) Tollen's Reagent

تحذير: يجب ان يحضر الكاشف مباشر قبل عملية الاستخدام ، بعد عملية الكشف يجب التخلص من الكاشف المتبقي من خلال تحميضه بواسطة 5% حامض الهيدروكلوريك والتخلص منه في حاويات خاصة مصممة لهذا الغرض .
يميل هذا الكاشف لتكوين مادة (Silver Fulminate) ، مادة شديدة الانفجار ، لذلك لا يجب الاحتفاظ بالمحاليل المحتوية على مزيج من كاشف تولن .

تحضير الكاشف :


تحضير محلول A : اذب (3 غم) من نترات الفضة في (30 مل) من الماء المقطر .

تحضير محلول B : حضر محلول هيدروكسيد الصوديوم بتركيز 10% .

يجب ان يحضر الكاشف بشكل مباشر كل مرة يتم فيها الكشف . لتحضير الكاشف ، امزج (1 مل) من محلول A مع (1 مل) من محلول B . تكون راسب اوكسيد الفضة مباشرة بعد الاضافة . اضف مع التحريك قطرات من محلول الامونيا (10%) الى ان تذوب المادة الصلبة . الاضافة تكون قطرة قطرة .

طريقة العمل : اذب قطرة واحدة من المادة المجهولة اذا كانت سائلة او (10 ملغم) من المادة المجهولة اذا كانت صلبة في اقل كمية ممكنة من الايثر . اضف هذا المحلول بشكل بطن الى انبوبة اختبار تحتوي (2-3 مل) من الكاشف ، رج المزيج بشكل جيد ، في بعض الاحيان تحتاج الى تدفئة المحلول في حمام مائي دافئ اذا لم يتكون راسب .



النتائج: معظم الالديهيدات تختزل محلول نترات الفضة الامونياكية لتعطي معدن الفضة بشكل راسب (مرآة فضية). بينما تتأكسد الالديهيدات الى الحوامض الكربوكسيلية المقابلة.



ملاحظة: الكيتونات لا تعطي كشف ايجابي في هذا الاختبار. هذا الكشف يستخدم فقط في حالة اظهر المركب المجهول احتوائه على مجموعة الديهايد او كيتون.

كاشف جونز Jones Oxidation

هذا الكاشف يكشف عن الالديهيدات والكحولات الاولية والثانية (لا يكشف عن الكحولات الثالثية). يعتمد هذا الكاشف على مبدأ سهولة تأكسد الالديهيدات الى الحوامض الكربوكسيلية المقابلة بواسطة حامض الكروميك. الراسب الاخضر المتكون هو بسبب تكون (Chromous sulfate).



ملاحظة: هذا الكشف لا يميز بين الالديهيدات وبين الكحولات الاولية والثانية. لذلك من اجل الحصول على دقة اعلى في التشخيص يتم الكشف عن المجهول الذي اعطى كشف ايجابي في كاشف جون بكشوفات اخرى مثل كشف 2,4-dinitrophenyl hydrazine (الكشف عن مجموعة الكربونيل) اذ ان الالديهيدات تعطي كشف ايجابي بينما الكحولات لا تستجيب. يمكن استخدام كاشف تولن كذلك للتمييز بين الالديهيدات والكحولات حيث يعطي مرآة فضية مع الالديهيدات بينما لا يستجيب مع الكحولات.

ارجع الى صفحة (5)

طريقة الكشف: اذ كمية قليلة من المادة المجهولة في 2 مل من الماء او الاسيتون ثم اضف قطرة من محلول (CrO₃/H₂SO₄) فظهور لون ازرق الى اخضر يدل على وجود الالديهيد او الكحول الاولي او الثانوي. اما الكحول الثالثي فلا يستجيب للكاشف