



جامعة تكريت

كلية التربية للبنات

قسم الكيمياء

# التشخيص العضوي العملي

الكشف عن الحوامض الكاربوكسيلية والامينات

والفينولات

لطلبة المرحلة الرابعة

المحاضرة السادسة

المدرس المساعد

احمد حاجم سلطان

aSultan@tu.edu.iq

الكشف عن الحوامض الكربوكسيليةأ- كشف بيكاربونات الصوديوم (10% NaHCO<sub>3</sub>) (الفقاعات)

اذب كمية قليلة من المادة في الكحول الايثيلي ثم اضع محلول بيكاربونات الصوديوم (10%) ، خروج فقاعات سريعة من غاز CO<sub>2</sub> يدل على وجود الحامض الكربوكسيل.






ب- كشف يوديد البوتاسيوم ويودات البوتاسيوم

ضع (4 - 5) قطرات من المحلول الكحولي أو المائي للمركب المجهول في أنبوبة اختبار وأضف (1 مل) من محلول 2% يوديد البوتاسيوم + 1 مل من محلول 4% يودات البوتاسيوم مع وضع أنبوبة الاختبار في حمام مائي يغلي لمدة دقيقتين ، ثم نبرد المحتويات ونضف 2 - 3 قطرات من محلول النشا فيظهر اللون الأزرق أو البنفسجي وهذا دلالة على وجود مجموعة الكربوكسيل



الكشف عن الامينات

أ- كشف هنزبيرك Hinsberg Test

خذ 0,5 غم من المادة العضوية في أنبوبة اختبار واضف اليها 10 مل من محلول هيدروكسيد الصوديوم 50% وحاول اذابتها عن طريق التسخين والرج ثم اضف 1 مل من بنزين سلفوناييل كلورايد واغلق فوهة الأنبوبة بسداد ثم رج بقوة لمدة ربع ساعة أو أكثر . تكون راسب ابيض يدل على وجود الامين الاولي او الثانوي اما الثالثي فلا يعطي راسب . للتمييز بين الامين الاولي والثانوي خذ كمية من الراشح واضف لها محلول مخفف من حامض الهيدروكلوريك 10% تكون راسب يدل على وجود امين اولي وعدم تكونه يدل على وجود امين ثانوي . او يؤخذ كمية من الراسب وينوب في محلول هيدروكسيد الصوديوم 10% فإذا ذاب الراسب يدل على وجود امين اولي وإذا لم يذوب فالامين ثانوي .



اما الامين الثالثي فيتفاعل بصورة مختلفة مع البنزين سلفوناييل كلورايد . اذن ان ايون الامونيوم الواسطي المتكون لا يمتلك ذرة هيدروجين حامضية لكي يفقدها لذلك يتفاعل بسرعة مع ايون الهيدروكسيد مكونا ايون البنزين سلفونيت (benzenesulfonate) ومحوررا الامين الثالثي.




### ملاحظات عن كشف هنزبيرك :

- اضع كمية أكثر من 1 مل من الكاشف وكذلك هيدروكسيد الصوديوم ليتكون راسب بسرعة .
- الراشح المتكون يمثل المشتق ، رشحه واعد بلورته ثم اقس درجة الانصهار .
- احذر من الكاشف لا تلمسه بيديك لانه مشير للحساسية .

### ب-كشف الدايزونيوم Diazonium Test

اذب كمية قليلة من المركب في 3 مل من حامض الهيدروكلوريك المركز ثم خفف المحلول ب 5 مل من الماء البارد وبرد في حمام ثلجي ثم خذ عدة بلورات من تترت الصوديوم وذوبها في 5 مل من الماء المقطر وبرد المحلول الى الصفر المنوي . اضع محلول تترت الصوديوم الى المحلول الاول ( الاضافة تكون بوجود الحمام الثلجي ) ثم لاحظ :

- إذا كان المحلول غروي او عالق ذو لون اصفر فاتح فهذا يدل على الامين الثانوي.
- إذا تكون محلول اخضر براق فهذا يدل على الامين الثالثي.
- إذا كان المحلول رائق (يتكون ملح الدايزونيوم) فاضف له (2-نفثول مذاب في محلول هيدروكسيد الصوديوم 10%) ولاحظ: إذا تكونت صبغة بنية او حمراء (صبغة الازو) يدل على ان الامين اولي اليفاتي او اروماتي.



**النتائج:** قبل اجراء هذا الاختبار، يجب اجراء كشف اخر للتأكد من ان المركب هو امين. هناك العديد من المركبات التي تتفاعل مع حامض النتروز (Nitrous acid) مثل ( الفينولات، الكيتونات، الثايولات، الاميدات) اي كشف ايجابي من هذه المركبات ممكن ان يؤدي الى نتائج خاطئة. هذا الكشف يستخدم بالخصوص للتمييز بين الامينات الاروماتية الاولية والامينات الاولية الالفاتية من الامينات الثانوية والثالثية. اذ ان هذا الكشف يميز الامينات الاولية الاروماتية والالفاتية.

لتمييز بين الامينات الثانوية والثالثية يفضل استخدام الطرق العيضية. الامينات الاولية الالفاتية تفقد جزئية نيتروجين على شكل غاز تحت درجات الحرارة المنخفضة ( في ظروف التفاعل للاختبار) بينما الامينات الاروماتية تنتج املاح الديازونيوم التي تكون اكثر استقرار ولا تفقد جزئية النيتروجين الا عند ارتفاع درجة الحرارة. تتفاعل هذه الاملاح مع بيثا-نفثول لتكون اصباغ حمراء. الامينات الثانوية والثالثية تنتج مركبات النيتروزو الصفراء ( Nitroso compounds)، والتي ممكن ان تكون ذائبة او صلبة او على شكل زيتي.

ملاحظة: العديد من مركبات النيتروزو تكون لها تأثيرات سرطانية لذلك يجب الحذر في التعامل معها وعدم ملامستها للجلد والتخلص منها بطريقة صحيحة.

## الكشف عن الاميدات

خذ كمية قليلة من المركب العضوي في انبوبة اختبار ثم اضع 6 مل من محلول هيدروكسيد الصوديوم 10%، ضع ورقة عباد الشمس الحمراء المبللة على فوهة انبوبة الاختبار، سخن سوف يتصاعد غاز الامونيا والذي عند ملامسته لورقة عباد الشمس يحول لونها الى الازرق بسهولة دلالة على وجود الامايد.






## الكشف عن الفينولات

### أ- كشف كلوريد الحديدك (Ferric Chloride Test (FeCl<sub>3</sub> 10%)

اذب عدة بلورات من المركب العضوي في مذيب مناسب. اضف قطرة واحدة من كلوريد الحديدك (FeCl<sub>3</sub> 10%). تكون المحلول باللون الاحمر ، الازرق ، الاخضر ، البنفسجي ، يدل على وجود الفينول.



ملاحظة: اذا اعطى الكشف محلول اسود او غامق يدل على وجود اكثر من مجموعة (OH).

**النقاش:** الالوان التي تظهر عند اجراء هذا الكشف هي نتيجة تكون معقد للفينولات مع ايون الحديد (III). مركبات الكاربونيل التي تكون عالية الاينولية تعطي كذلك كشف ايجابي في هذا الاختبار. يعمل هذا الكاشف بشكل جيد مع الفينولات الذائبة في الماء ، اما الفينولات الغير ذائبة في الماء فمن الافضل اختبارها بكاشف السيريوم الرباعي.

### ب- كاشف نترات السيريوم الامونياكية (Ammonium Hexanitratocerium (IV)

ارجع الى صفحة (4)

**طريقة الكشف:** في انبوبة اختبار جافة ، اضف 0,5 مل من الكاشف واطف اليه (3مل) من 1,2-داي ميثوكسي ايثان (او داوكسان) ، رج المحلول جيد. اضف 4 قطرات من السائل المجهول. اما اذا كان المجهول صلب ، قم باضافة كمية قليلة من المادة الى المحلول مباشرة. حرك المحلول جيد ولاحظ تغير مباشر في لون المحلول من الاصفر-البرتقالي الى الاحمر-البرتقالي او احمر غامق في حالة وجود فينول. في حالة وجود فينول غير معوض C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>-OH ، يتكون راسب بني بينما الفينولات الاخرى تعطي محلول احمر غامق.

**النقاش:** كشف السيريوم الرباعي يعتبر كشف مميز للكشف عن مجموعة الهيدروكسيل سواء في الكحولات او في الفينولات خصوصا للفينولات الغير ذائبة في الماء. بما ان كلا الفينولات والكحولات تستجيب لهذا الكاشف لذلك يتم التمييز بين الكحولات والفينولات عن طريق كشف الذوبانية ، اذ ان الفينولات تذوب في محلول هيدروكسيد الصوديوم المخفف بينما الكحولات لا تذوب.